

Camera | SCANNER  
*Scan2Voice*



# FUNKTIONEN



- portables Bildschirmlesegerät
- Vorlese-System
- Tafelkamera
- Livebildmodus
- Seite in 1s scannen

# A4-POSITION



- erfasst eine ganze A4-Seite
- Anlegekante für A4-Format
- 350 dpi

# ZOOM-POSITION 1



- für kleinere Objekte
- z. B. Joghurtbecher oder Dosen
- 450 dpi





# TAFELKAMERA- POSITION

- Um weiter entfernte und größere Objekte zu scannen
- Z. B. Tafeln oder Poster



# TRANSPORT- POSITION

- Zusammenklappbar
- Praktisch + einfach zum Mitnehmen
- Gewicht nur 1 Kg

# BENEFITS SCAN2VOICE



- Seite in 1s scannen
- Autofokus
- Auto-Orientierung
- Spiegelfunktion
- Livebild-Modus

Camera | SCANNER **S2V**  
Scan2Voice

# BENEFITS SCAN2VOICE



- Hörbuch-Erzeugung
- Bis zu 70x Zoom
- Textverarbeitung und -erstellung
- Automatische Vorlesefunktion
- Kontrastverstärkung & Falschfarben